


Wb, Ip, Elisa용 항-Rad17 토끼 다클론 항체 - O75943

품목 번호: CM0027752



소개

Western blot, 면역침강(IP) 및 ELISA용으로 검증된 항-RAD17 토끼 다클론 항체입니다. DNA 손상 반응에 관여하는 세포 주기 체크포인트 단백질인 인간 RAD17을 인식합니다. 암 연구 및 DNA 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAD17 토끼 pAb
비고/별칭	CCYC; R24L; RAD24; HRAD17; RAD17SP; RAD17
종	인간
GeneID (인간)	5884
GeneID	5884
면역원	재조합 단백질 인간 RAD17의 391-670 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O75943
단백질 무게	77kDa
배송	아이스팩