


Wb 및 Elisa용 Anti-Rad18 단일클론 항체 - Q9Ns91

품목 번호: CM0004112



소개

WB 및 ELISA 애플리케이션용 Rad18을 타겟팅하는 고품질의 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 복제 후 수복 및 DNA 손상 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rad18 Rabbit mAb
비고/별칭	RNF73; Rad18
종(Species)	Human
GeneID (Human)	56852
GeneID	56852
면역원	인간 Rad18 (Q9NS91)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9NS91
단백질 분자량	56 kDa
배송	아이스박스