


Wb, Elisa용 Anti-Rad18 토끼 다클로날 항체 - Q9Ns91

품목 번호: CM0027121



소개

CamelBio는 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-RAD18 토끼 다클로날 항체를 제공하며, 인간 RAD18 (RNF73) E3 유비퀴틴 단백질 리가제를 표적으로 합니다. 복제 후 복구 및 DNA 손상 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	Rad18 Rabbit pAb
비고/별칭	RNF73; Rad18
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	56852
면역원(Immunogen)	인간 Rad18 (NP_064550.3)의 아미노산 216-495에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9NS91
단백질 분자량	56kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)