

Wb, Elisa, Chip, Chip-Seq용 Anti-Rad21 Rabbit Monoclonal Antibody - O60216

품목 번호: CM0002297



소개

인간 Rad21에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, ELISA, ChIP 및 ChIP-seq에 대해 검증됨. 생쥐 및 랫드와 교차 반응함. 코헤신, 세포 주기, 유전자 조절 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rad21 Rabbit mAb
비고/별칭	MGS; HR21; MCD1; NXP1; SCC1; CDLS4; hHR21; HRAD21; Rad21
종	인간
GeneID	5885
면역원	인간 Rad21 (O60216)의 아미노산 532-631 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA, ChIP, ChIP-seq
교차 반응성	인간, 생쥐, 랫드
SWISS	O60216
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스백