

Anti-Rad21 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - O60216

품목 번호: CM0022492



소개

인간 Rad21(SCC1 코헤신 소단위)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 크로마틴 생물학, 세포 주기 및 DNA 복구 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rad21 Rabbit pAb
비고/별칭	MGS; HR21; MCD1; NXP1; SCC1; CDLS4; hHR21; HRAD21; Rad21
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5885
GeneID	5885
면역원(Immunogen)	인간 Rad21 (NP_006256.1)의 아미노산 281-420에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O60216
단백질 분자량	72kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)