

Anti-Rad23A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P54725

품목 번호: CM0019618



소개

Western blotting (WB) 및 ELISA 응용에 대해 검증된 Anti-Rad23A 토끼 폴리클론항체. 인간 및 마우스 샘플과 반응; 면역원은 전체 길이의 인간 Rad23A에 해당합니다. DNA 수복 및 탈메틸화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rad23A Rabbit pAb
비고/별칭	HR23A; HHR23A; Rad23A
종	인간
GeneID (인간)	5886
GeneID	5886
면역원	인간 Rad23A (NP_005044.1)의 아미노산 1-363에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P54725
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백