


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Rad23B 다클론 항체 - P54727

품목 번호: CM0016451



소개

사람, 마우스, 랫드에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 Rad23B 토끼 다클론 항체입니다. DNA 복구 및 히스톤 탈메틸화의 핵심 인자인 43kDa Rad23B 단백질을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rad23B 토끼 pAb
비고/별칭	P58; HR23B; HHR23B; Rad23B
종	사람
유전자 ID	5887
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P54727
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스팩