


Anti-Rad50 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q92878

품목 번호: CM0008155



소개

WB 및 ELISA용이며 인간 RAD50를 타겟으로 하는
고특이성 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 래트
RAD50와 교차 반응합니다. DNA 복구 및 암 연구에
이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rad50 Rabbit mAb
비고/별칭	NBSLD; RAD502; hRad50; Rad50
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	10111
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 (인간 Rad50의 aa 1200-1300, Q92878)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 래트(Rat)
SWISS	Q92878
단백질 분자량	154kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)