


## Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Rad50 Rabbit Polyclonal Antibody - Q92878

품목 번호: CM0026386



### 소개

인간 RAD50에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, IP 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. MRN 복합체의 핵심 DNA 수복 단백질을 표적으로 하며, 게놈 안정성 및 암 연구에 필수적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 제품명         | Rad50 Rabbit pAb                                       |
| 비고/별칭       | NBSLD; RAD502; hRad50; Rad50                           |
| 종           | 인간                                                     |
| GeneID (인간) | 10111                                                  |
| GeneID      | 10111                                                  |
| 면역원         | 인간 Rad50 (NP_005723.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드. |
| 원천          | 토끼                                                     |
| 범주          | 폴리클론항체                                                 |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IP, ELISA                                   |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                            |
| SWISS       | Q92878                                                 |
| 단백질 분자량     | 154kDa                                                 |
| 배송          | 아이스백                                                   |