

Anti-Rad51 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q06609

품목 번호: CM0008452



소개

사람 RAD51를 타겟으로 하는 고품질 Rabbit Monoclonal Antibody로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. DNA 복구, 상동 재조합 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAD51 Rabbit mAb
비고/별칭	RECA; BRCC5; FANCR; MRMV2; HRAD51; RAD51A; HsRad51; HsT16930
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	5888
항원(Immunogen)	사람 Rad51 (NP_002866.2)의 아미노산 1-339에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q06609
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)