

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Rad51 토끼 다클론 항체 - Q06609

품목 번호: CM0028453



소개

인간 DNA 수리 단백질 RAD51(UniProt Q06609)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 상동 재조합 및 DNA 수리 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rad51 토끼 pAb
비고/별칭	RECA; BRCC5; FANCR; MRMV2; HRAD51; RAD51A; HsRad51; HsT16930; Rad51
종	인간
유전자 ID (인간)	5888
유전자 ID	5888
면역원	인간 Rad51(NP_002866.2)의 아미노산 1-339번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q06609
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스 팩