

Wb 및 Elisa용 Anti-Rad51B 폴리클론항체 - O15315

품목 번호: CM0025556



소개

RAD51B 토끼 폴리클론항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다.

RAD51B는 상동 재조합에 관여하는 DNA 수복 단백질로, 이 항체는 DNA 손상 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RAD51B 토끼 pAb
비고/별칭	REC2; R51H2; RAD51L1; RAD51B
종	인간
GeneID (Human)	5890
GeneID	5890
면역원	인간 RAD51B (NP_598193.2)의 아미노산 1-384에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O15315
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백