

If/Icc 및 Elisa용 항Rad51C 다클론 항체 - O43502

품목 번호: CM0016317



소개

RAD51C 토끼 pAb는 인간 RAD51C를 표적으로 하는 IF/ICC 및 ELISA용 다클론 항체입니다. 토끼에서 유래되었으며, DNA 복구, 상동 재조합 및 관련 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RAD51C 토끼 pAb
비고/별칭	FANCO; R51H3; BROVCA3; RAD51L2; RAD51C
종	인간
유전자 ID	5889
면역원	인간 RAD51C (NP_002867.1)의 아미노산 1-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O43502
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스백