

Wb, Elisa용 항-Rad51C 토끼 다클론 항체 - O43502

품목 번호: CM0029197



소개

인간 RAD51C를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 약 42 kDa 단백질을 검출하며 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. DNA 수리 및 재조합 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RAD51C 토끼 pAb
비고/별칭	FANCO; R51H3; BROVCA3; RAD51L2; RAD51C
종	인간
유전자 ID (인간)	5889
유전자 ID	5889
면역원	인간 RAD51C (NP_002867.1)의 아미노산 1-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O43502
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스 팩