

Anti-Rad51D Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - 075771

품목 번호: CM0030176



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 적용을 위한 Anti-Rad51D 토끼 폴리클론 항체. 상동 재조합 수리에 관여하는 DNA 수리 단백질 RAD51 homolog 4를 표적으로 하며, 인간 샘플에서 검증됨.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rad51D Rabbit pAb
비고/별칭	TRAD; R51H3; BROVCA4; RAD51L3; Rad51D
종	인간
유전자 ID (인간)	5892
면역원	인간 Rad51D (NP_002869.3)의 아미노산 1-328에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	075771
단백질 무게	35kDa
배송	아이스백