


Wb, Elisa용 항Rad52 다클론 항체 - P43351

품목 번호: CM0027761



소개

인간 RAD52에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트의 RAD52를 검출합니다. DNA 복구 및 재조합 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Rad52 토끼 pAb
비고/별칭	RAD52; Rad52
종	인간
유전자 ID (인간)	5893
면역원	인간 Rad52 (NP_602296.2)의 아미노산 125-418에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P43351
단백질 분자량	46kDa
배송 방식	아이스백