

Wb, Ip, Elisa용 Anti-Rad54B 다클론 항체 - Q9Y620

품목 번호: CM0022852

소개

Western blot, 면역침전 및 ELISA 용도의 인간 RAD54B(103 kDa, SWISS: Q9Y620)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 마우스와 교차 반응합니다. DNA 복구 및 상동 재조합 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAD54B 토끼 pAb
비고/별칭	RDH54; RAD54B
종	인간
유전자 ID(인간)	25788
면역원	인간 RAD54B(NP_036547.1)의 아미노산 781-910에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y620
단백질 분자량	103kDa
배송	아이스팩