

Anti-Rad54L2 Rabbit Polyclonal Antibody For Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y4B4

품목 번호: CM0017143

소개

인간 RAD54L2 (ARIP4)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 안드로겐 수용체 전사에 관여하는 헬리케이스인 인간 및 쥐 RAD54L2와 반응. 암 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RAD54L2 Rabbit pAb
비고/별칭	ARIP4; HSPC325; SRISNF2L; RAD54L2
종	인간
유전자 ID (인간)	23132
유전자 ID	23132
면역원	인간 RAD54L2 (NP_055921.2)의 아미노산 1178-1467에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q9Y4B4
단백질 분자량	163kDa
배송	아이스백