


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Rad9A 다클론 항체 - Q99638

품목 번호: CM0021218



소개

인간 RAD9A에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 쥐와 반응합니다. DNA 수리 및 세포주기 체크포인트 연구에 적합합니다. SWISS: Q99638.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RAD9A 토끼 pAb
비고/별칭	RAD9; RAD9A
종	인간
GeneID (인간)	5883
GeneID	5883
면역원	인간 RAD9A (NP_004575.1)의 아미노산 162-391에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q99638
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백