

Wb 및 Elisa용 항라딕신 다클론 항체 - P35241

품목 번호: CM0018173



소개

WB 및 ELISA 응용 분야를 위한 고품질 토끼 유래 항라딕신 다클론 항체입니다. 인간, 생쥐 및 쥐 라딕신을 검출합니다. 액틴 세포골격 역학 및 막-세포골결합 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	라딕신 토끼 pAb
비고/별칭	DFNB24; 라딕신
종	인간
유전자ID (인간)	5962
유전자ID	5962
면역원	인간 라딕신(NP_002897.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P35241
단백질 분자량	69kDa
배송 방식	아이스백