

Wb, Elisa용 Anti-Radixin Rabbit Monoclonal Antibody - P35241

품목 번호: CM0002421



소개

69kDa 단백질을 표적으로 하는 Anti-Radixin Rabbit Monoclonal Antibody로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응하며, 액틴-막 연결 및 난청 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Radixin Rabbit mAb
비고/별칭	DFNB24; Radixin
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	5962
유전자 ID	5962
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 (인간 Radixin의 아미노산 350-450)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P35241
단백질 분자량	69kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)