


Wb, Elisa용 항-Rae1 토끼 다클론 항체 - P78406

품목 번호: CM0030966



소개

인간 RAE1(mRNA 수출 인자)을 표적으로 하는 항-RAE1 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 재조합 단백질 면역원(1-368 아미노산), 41kDa. 핵질 수송 및 유사분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RAE1 토끼 pAb
비고/별칭	Gle2, MIG14, MRNP41, Mnrp41, dj481f12.3, dj800j21.1, RAE1
종	인간
유전자 ID (인간)	8480
유전자 ID	8480
면역원	인간 RAE1 (NP_003601.1)의 아미노산 1-368에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P78406
단백질 크기	41kDa
배송	아이스 팩