

## Wb, Elisa용 항-Raf1 토끼 단클론 항체 - P04049

품목 번호: CM0003525



### 소개

사람, 생쥐, 쥐와 교차 반응성을 지니며 WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 항-Raf1 토끼 단클론 항체입니다. Raf1 매개 MAPK 신호 전달 경로 및 세포 운명 조절 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                          |
|---------|--------------------------------------------|
| 제품명     | Raf1 토끼 mAb                                |
| 비고/별칭   | NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Raf1      |
| 종       | 사람                                         |
| 유전자ID   | 5894                                       |
| 면역원     | 사람 Raf1 (P04049)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 기원      | 토끼                                         |
| 카테고리    | 단클론 항체                                     |
| 적용 분야   | WB, ELISA                                  |
| 교차 반응성  | 사람, 생쥐, 쥐                                  |
| SWISS   | P04049                                     |
| 단백질 분자량 | 73kDa                                      |
| 배송 방식   | 아이스 팩                                      |