

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Raf1 Rabbit Polyclonal Antibody - P04049

품목 번호: CM0017058



소개

인간 Raf1 (c-Raf)에 대한 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. Raf1은 세포 증식 및 암 연구에 중요한 MAPK/ERK 경로의 핵심 키나제입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Raf1 Rabbit pAb
비고/별칭	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Raf1
종	인간
GeneID (인간)	5894
GeneID	5894
면역원	인간 Raf1 (NP_002871.1)의 아미노산 190-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P04049
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스백