

Wb, Elisa용 Anti-Rag1 토끼 다클로날 항체 - P15918

품목 번호: CM0013951

소개

이 토끼 다클로날 항체는 인간 RAG1(V(D)J 재조합 활성화 단백질 1, RNF74라고도 함)를 표적으로 합니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 교차 반응하고 ~119 kDa 단백질을 검출합니다. 림프구 발달, 면역결핍 장애 및 V(D)J 재조합 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAG1 Rabbit pAb
비고/별칭	RAG-1; RNF74; RAG1
종	Human
유전자 ID (인간)	5896
유전자 ID	5896
면역원	인간 RAG1 (NP_000439.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Mouse
SWISS	P15918
단백질 분자량	119kDa
배송	Ice bag