


Wb, Elisa용 Anti-Rag2 토끼 다클론 항체 - P55895

품목 번호: CM0016671



소개

인간 RAG2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, RAG2는 V(D)J 재조합에 관여하는 핵심 단백질입니다. 마우스와의 교차 반응성을 가지며 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 림프구 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAG2 토끼 pAb
비고/별칭	RAG-2; RAG2
종	인간
GeneID	5897
면역원	인간 RAG2(NP_001230715.1)의 아미노산 258-527에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P55895
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스팩