

Wb 및 Elisa용 Anti-Rai14 토끼 다클론 항체 - Q9P0K7

품목 번호: CM0017053

소개

인간 안키코르빈(RAI14)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 가지며 Western blotting 및 ELISA에 적합합니다. 생식 생물학 및 액틴 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAI14 토끼 pAb
비고/별칭	RAI13, NORPEG, RAI14
종	인간
GeneID	26064
면역원	인간 RAI14(NP_056392.2)의 아미노산 300~600번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9P0K7
단백질 분자량	110kDa
배송	얼음팩