

Wb, Elisa용 항-Raidd/Cradd 토끼 단일클론 항체 - P78560

품목 번호: CM0010905



소개

인간 RAIDD/CRADD에 대한 높은 특이성의 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 세포사멸 및 TNFR-1 신호전달 경로 연구에 적합합니다. 인간 CRADD(23 kDa)를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAIDD/CRADD 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	MRT34; RAIDD; RAIDD/CRADD
종	인간
GeneID (인간)	8738
GeneID	8738
면역원	합성 펩타이드 인간 RAIDD/CRADD(NP_003796.1)의 아미노산 100~199 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P78560
단백질 분자량	23 kDa
배송	아이스팩