

Anti-Raidd/Cradd 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - P78560

품목 번호: CM0015603



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인간 RAIDD/CRADD 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 RAIDD(23 kDa 세포자극 어댑터 단백질, SWISS P78560)를 인식합니다. 세포자극 및 세포 사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	RAIDD/CRADD Rabbit pAb
비고/별칭	MRT34; RAIDD; RAIDD/CRADD
종(Species)	Human
GeneID (Human)	8738
GeneID	8738
면역원(Immunogen)	인간 RAIDD/CRADD (NP_003796.1)의 아미노산 1-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P78560
단백질 분자량	23kDa
배송(Shipping)	Ice bag