

Wb 및 Elisa용 Anti-Rala 토끼 다클론 항체 - P11233

품목 번호: CM0017130



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-RALA 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 RALA(24 kDa)를 검출합니다. GTPase 신호 전달, 세포 이동 및 종양유발 형질전환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RALA Rabbit pAb
비고/별칭	RAL; HINCONS; RALA
종	인간
GeneID (인간)	5898
GeneID	5898
면역원	인간 RALA(NP_005393.2)의 아미노산 1-206에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P11233
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스팩