

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Ralb 폴리클로날 항체 - P11234

품목 번호: CM0030698



소개

인간 RALB(Ras 관련 단백질 Ral-B)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. GTPase 신호 전달, 엑소사이토시스, 세포자멸사, 세포 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	RALB Rabbit pAb
비고/별칭	RALB
종	인간
GeneID (인간)	5899
GeneID	5899
면역원	인간 RALB (NP_002872.1)의 아미노산 1-206에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P11234
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백