

Anti-Ralbp1 Rabbit Polyclonal Antibody (Ko Validated) For Wb And Elisa - Q15311

품목 번호: CM0015083



소개

RalA-binding protein 1 (RALBP1), also known as RLIP76,를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로트 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람과 마우스와 교차 반응성을 나타냅니다. Ral 신호 전달, 엔도사이토시스, 미토콘드리아 분열 및 약물 내성 기전을 조사하는 데 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KO Validated] RALBP1 Rabbit pAb
비고/별칭	RIP1, RLIP1, RLIP76, P1
종	사람 (Human)
Gene ID (사람)	10928
Gene ID	10928
면역원	사람 RALBP1 (NP_006779.1)의 아미노산 396-655에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q15311
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스백 (Ice bag)