

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ralgds 토끼 다클로날 항체 - Q12967

품목 번호: CM0021833



소개

사람 RALGDS (RalGEF)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 랫트와 반응합니다. Ras/Ral 신호 전달 및 세균 제거 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RALGDS Rabbit pAb
비고/별칭	RGF, RGDS, RalGEF, RALGDS
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	5900
유전자 ID	5900
항원(Immunogen)	사람 RALGDS (NP_001258705)의 아미노산 771-902에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q12967
단백질 분자량	101kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)