

Wb 및 Elisa용 Anti-Ralgps1 토끼 다클론 항체 - Q5Js13

품목 번호: CM0013669



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 RALGPS1(RALGEF2) 표적 토끼 다클론 항체입니다. RALA GTPase 신호전달, 세포골격 동역학 및 막 수송 연구에 적합합니다. 62 kDa 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RALGPS1 토끼 pAb
비고/별칭	RALGEF2; RALGPS1A; RALGPS1
종	인간
유전자 ID(인간)	9649
유전자 ID	9649
면역원	인간 RALGPS1(NP_055451.1)의 아미노산 1~300번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q5JS13
단백질 중량	62kDa
운송	아이스팩