


Wb, Elisa용 항-Raly 토끼 다클론 항체 - Q9Ukm9

품목 번호: CM0013628



소개

RALY 토끼 pAb는 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 내인성 RALY 단백질을 검출합니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. RALY는 콜레스테롤 생합성과 mRNA 처리에 관여하는 RNA 결합 단백질입니다. 유니프로트 Q9UKM9.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RALY 토끼 pAb
비고/별칭	P542; HNRPCL2; RALY
종	인간
유전자ID (인간)	22913
유전자ID	22913
면역원	인간 RALY(NP_057951.1)의 아미노산 96-306에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UKM9
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스 팩