

Anti-Ramp2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O60895

품목 번호: CM0029250



소개

Anti-RAMP2 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 RAMP2를 검출합니다. 수용체 복합체 연구 및 조직 국소화에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	RAMP2 Rabbit pAb
비고/별칭	RAMP2
종	인간
GeneID (Human)	10266
GeneID	10266
면역원	재조합 단백질 인간 RAMP2 (NP_005845.2)의 아미노산 1-145에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원산지	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60895
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백