

Wb, If/Icc, Elisa용 항Ramp3 토끼 다클론 항체 - O60896

품목 번호: CM0029999



소개

인간, 마우스 및 래트 샘플에서 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 RAMP3 토끼 다클론 항체입니다. 수용체 활성 조절 단백질 3가 아드레노메둘린 및 아밀린 수용체 신호 전달에 관여하는 것을 연구합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RAMP3 토끼 pAb
비고/별칭	RAMP3
종	인간
유전자 ID (인간)	10268
유전자 ID	10268
면역원	제조합 단백질 (인간 RAMP3 (NP_005847.1)의 아미노산 1-118에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60896
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스 팩