

Anti-Ran Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P62826

품목 번호: CM0014931



소개

인간 Ran(GTP-결합 핵 단백질)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 핵-세포질 수송 및 유사분열 연구에 이상적.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Ran Rabbit pAb
비고/별칭	TC4; Gsp1; ARA24; Ran
종	인간
GeneID (Human)	5901
GeneID	5901
면역원	재조합 단백질 인간 Ran (NP_006316.1)의 아미노산 1-216에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62826
단백질 분자량	24 kDa
배송	아이스백