

Wb, Elisa용 Anti-Ranbp1 다클론 항체 - P43487

품목 번호: CM0020546



소개

Western Blot 및 ELISA용 인간

RANBP1(RanBP1/HTF9A)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드에서 검증되었습니다. 핵-세포질 수송 및 유사분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RANBP1 토끼 pAb
비고/별칭	HTF9A; RANBP1
종	인간
GeneID(인간)	5902
GeneID	5902
면역원	합성 펩타이드: 인간 RANBP1(NP_002873.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
제조원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P43487
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백