

Wb 및 Elisa용 항-Ranbp10 토끼 다클론 항체 - Q6Vn20

품목 번호: CM0019114

소개

인간 RANBP10을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. CTLH E3 유비퀴틴 리가아제 기능, Ran GTPase 신호 전달 및 혈소판 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RANBP10 토끼 pAb
비고/별칭	RANBP10
종	인간
유전자ID (인간)	57610
유전자ID	57610
면역원	인간 RANBP10 (NP_065901.1)의 아미노산 362-497에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q6VN20
단백질 분자량	67kDa
배송 방식	아이스백