

웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), Elisa용 anti-Ranbp9 토끼 단일클론 항체 - Q96S59

품목 번호: CM0003791



소개

인간 RanBP9 (BPM-L/RanBPM)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), ELISA에서 검증되었습니다. 쥐와 랫드와 교차 반응합니다. 유비퀴틴화, 신호 전달, 세포 접착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RanBP9 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	BPM-L; BPM90; RANBPM; RanBP7; RanBP9
종 특이성	인간
유전자 ID (인간)	10048
유전자 ID	10048
면역원	인간 RanBP9 (Q96S59)의 아미노산 100-200에 해당하는 합성 펩타이드
항체원	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 랫드
SWISS	Q96S59
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스백