

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Rangap1 단클론 항체 - P46060

품목 번호: CM0011379



소개

인간 RanGAP1(P46060)에 대한 재조합 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 래트를 인식합니다. Ran GTPase 활성화 및 핵 수송 연구에 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RanGAP1 토끼 mAb
비고/별칭	SD; Fug1; RANGAP; RanGAP1
종	인간
GeneID (인간)	5905
GeneID	5905
면역원	합성 펩티드 - 인간 RanGAP1(P46060)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P46060
단백질 분자량	64kDa
배송 방법	아이스 팩