


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rankl Rabbit Polyclonal Antibody - O14788

품목 번호: CM0017713



소개

인간 RANKL(TNFSF11)에 특이적인 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA 적용 분야에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 파골세포 분화 및 면역 반응 연구에 이상적입니다. - O14788

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	RANKL Rabbit pAb
비고/별칭	ODF; OPG; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
종	인간
GeneID (인간)	8600
GeneID	8600
면역원	재조합 단백질[인간 RANKL (NP_003692.1)의 아미노산 78-317에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14788
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백