

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Rap1A 다클론 항체 - P62834

품목 번호: CM0016760



소개

KO 검증된 항-Rap1A 토끼 다클론 항체는 WB, IHC-P, ELISA에서 인간, 마우스, 래트 Rap1A를 검출합니다. Ras 길항작용, 신경돌기 성장 및 혈관 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] Rap1A 토끼 pAb
비고/별칭	RAP1; C21KG; G-22K; KREV1; KREV-1; SMGP21; 1A
종	인간
유전자ID (인간)	5906
유전자ID	5906
면역원	인간 Rap1A (NP_002875.1)의 아미노산 39-138 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62834
단백질 분자량	21kDa
배송 방식	아이스백