

Anti-Rap1A + Rap1B 단일클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P61224 / P62834

품목 번호: CM0012738



소개

사람 RAP1A 및 RAP1B를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로트, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 내피 세포 극성 및 혈관 내강 형성 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RAP1A + RAP1B Rabbit mAb
비고/별칭	K-REV, RAL1B, RAP1A + RAP1B
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	5906 (RAP1A) / 5908 (RAP1B)
항원	사람 RAP1A + RAP1B (P61224)의 아미노산 70-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	P61224 / P62834
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)