

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rap1B 다클론 항체 - P61224

품목 번호: CM0016868



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 사용되는 인간 Rap1B(P61224) 표적 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 샘플에서 검증되었습니다. 내피세포 생물학 및 GTPase 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Rap1B 토끼 pAb
비고/별칭	K-REV; RAL1B; Rap1B
종	인간
유전자 ID (인간)	5908
유전자 ID	5908
면역원	인간 Rap1B(NP_056461.1)의 아미노산 1-184에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P61224
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩