

Wb, If/Icc, Elisa용 항Rap1B 토끼 다클론 항체 - P61224

품목 번호: CM0019954



소개

RAP1B(Ras 관련 단백질 Rap-1b)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 사람, 마우스, 쥐와 반응합니다. 내피 세포 극성, 혈관 생물학 및 GTPase 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RAP1B 토끼 pAb
비고/별칭	RAP1B; K-REV; RAL1B; ras 관련 단백질 Rap-1b
종	사람
유전자 ID (사람)	5908
면역원	사람 RAP1B(NP_056461.1)의 아미노산 81-181 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P61224
단백질 분자량	15kDa/16kDa/18kDa/20kDa
배송	아이스백