

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rap1Gap 토끼 단일클론 항체 - P47736

품목 번호: CM0010878



소개

Rap-1A에 대한 골지체 막 GTPase 활성화 단백질인 토끼 단일클론 anti-Rap1GAP 항체(P47736). 적용 분야: WB, IF/ICC, ELISA. 교차 반응성: 인간, 마우스, 랫드. Rap1 신호전달 및 세포 내 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Rap1GAP 토끼 mAb
비고/별칭	RAPGAP; RAP1GA1; RAP1GAP1; RAP1GAP2; Rap1GAP
종	인간
GeneID (인간)	5909
GeneID	5909
면역원	합성 펩타이드
항체 생산 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P47736
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스백