

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Raph1 Rabbit Pab - Q70E73

품목 번호: CM0015576



소개

사람, 마우스, 랫트의 WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해
검증된 Anti-RAPH1 폴리클로날 항체입니다.
CamelBio의 이 IVD 원료로 편모돌기(lamellipodial)
역학 및 세포 부착 기전을 탐구해 보십시오.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RAPH1 Rabbit pAb
비고/별칭	LPD; RMO1; PREL2; PREL-2; ALS2CR9; ALS2CR18; RaIGDS/AF-6; RAPH1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	65059
GeneID	65059
면역원	제조합 단백질 사람 RAPH1 (NP_998754.1)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q70E73
단백질 분자량	135kDa
배송	아이스백