

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Rapsn 다클론 항체 - Q13702

품목 번호: CM0028661

소개

인간 RAPSN에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 내인성 수준의 RAPSN을 검출합니다. 신경근 접합 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RAPSN 토끼 pAb
비고/별칭	FADS; CMS11; CMS4C; FADS2; RAPSYN; RNF205; RAPSN
종	인간
유전자 ID (인간)	5913
면역원	인간 RAPSN(NP_116034.2)의 아미노산 1-353에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13702
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스 팩